




Name: Musterfrau  
 Vorname: Maxi  
 geb.: 04.02.1966

Datum: 24.07.2004  
 Auge: R  
 Pat.ID.: ID-0000001



| Arterie             | <Local>  | Normal Mean | Normal STD |
|---------------------|----------|-------------|------------|
| Ausgangswert (ME)   | 111.87   | -           | -          |
| Gültig (%) / Zyklen | 67.8 / 3 | >30         | -          |
| Max. Dil. (%)       | +7.0     | +6.9        | ±2.8       |
| Max. Konstr. (%)    | -0.8     | -2.7        | ±1.4       |
| Scheitelwert (%)    | +7.8     | +9.6        | ±3.0       |
| Veine               | <Local>  | Normal Mean | Normal STD |
| Ausgangswert (ME)   | 156.51   | -           | -          |
| Gültig (%) / Zyklen | 85.0 / 3 | >30         | -          |
| Max. Dil. (%)       | +7.4     | +6.5        | ±2.5       |

**Bewertung:** Arterie: unauffällige Reaktion  
 Veine: unauffällige Reaktion

**Anmerkung:** An dieser Stelle können Sie Anmerkungen zur jeweiligen Untersuchung eingeben. Hier können auch längere Texte platziert werden...An dieser Stelle können Sie Anmerkungen zur jeweiligen Untersuchung eingeben. Hier können auch längere Texte platziert werden...An dieser Stelle können Sie



Praxis Dr. Mustermann  
 99990 Ihre Stadt, Anschrift Nr.10

Tel: 012345  
 Fax: 012346